



VIRMEDIC

WINNCARE GROUP

C/ Perellonet, 1
46909 Torrent
Valencia (Spain)
Tel. +34 961 565 521
Fax +34 961 560 383
ventas@virmedic.com
www.virmedic.com

COQUELICOT CLASSIC



CARACTERÍSTICAS

El sillón COQUELICOT CLASSIC ofrece un asiento adaptable al riesgo de escaras.

Prevención de las escaras

Dotado de un cojín de asiento en espuma ZYPREX (riesgo de escara de débil a medio).

Como opción se puede usar con cojín Alova o Kinéris, para riesgos de escaras superiores.

Garantía 2 años

Adaptación morfológica

Asiento inclinable de 5° a -30° asistido por un actuador de gas.

Altura suelo-asiento regulable en altura a 44, 47,5 y 51 cm.

Quince tallas :

- 5 anchos de asiento útil (entre apoyabrazos) : 37, 42, 45, 48 y 54 cm.

- 2 profundidades de asiento: 42 o 47 cm.

- 2 alturas de respaldo: 85 o 90 cm.

Reposa-pies (regulable en altura 10 cm.)

Cojín apoya-pantorrillas

Altura asiento-apoyabrazos 22 cm.

El reposa-piernas en opción es regulable por cremalleras. Articulado, se adapta al ángulo de las pantorrillas para ofrecer un apoyo confortable.



VIRMEDIC

WINNCARE GROUP

C/ Perellonet, 1
46909 Torrent
Valencia (Spain)
Tel. +34 961 565 521
Fax +34 961 560 383
ventas@virmedic.com
www.virmedic.com

COQUELICOT CLASSIC

CARACTERÍSTICAS

Sujeción

Sujeción lateral: Altura asiento apoyabrazos de 22 cm.
Cinturón para prevenir el deslizamiento hacia adelante más un arnés independiente.

Entorno

Altura suelo-apoyabrazos a partir de 66,5 cm. variable según la regulación de la altura del asiento (70 cm. en posición intermedia y 73,5 cm. en posición alta)

Anchura exterior:

- 62 cm. para los asientos de ancho 37, 42 y 45 cm.
- 65 cm. para el asiento de ancho 48 cm.
- 71 cm. para el asiento de ancho 54 cm.

Altura total (asiento inclinado hacia adelante) 134 / 137,5 / 141 cm.
Profundidad total (asiento inclinado hacia adelante) 100 cm.

Transferencia

Paletas reposa-pies en dos partes articuladas para facilitar el acceso. Se apoyan en el suelo en el momento de las transferencias (función anti-basculamiento)

4 ruedas de diseño pivotante con freno, diámetro 100 mm.

1 ruedecilla direccional activada por el peso del paciente

Dos colores de tapizado: Azul o Gris Antracita

Peso máx. usuario: 140 Kg.

Peso del sillón completo: a partir de 32 Kg.