



Carro de emergencias MEDICATLANTIC

Características técnicas:

- Estructura en acero epoxy
- Altura variable hidráulica de 610 a 990 mm
- Elevador de respaldo asistido por un actuador de gas (70°)
- Freno centralizado a las 4 ruedas, diámetro 200 mm, de las cuales una es direccional.
- Topes parachoques
- Portasueros telescópico de dos ganchos.
- Barras de empuje en cabeza y pies desmontables.

Dimensiones:

- Del plano de acostado: L. 1860 x An. 560 mm. Espesor 80 mm
- Total: L. 2100 x An. 650 mm
- Tapicería PVC desmontable
- 4 guías para mástil portagotero con emplazamiento para guardar
- Densidad de la espuma 21 kg/m³

Opciones:

- Posición trendelemburg antitrendelemburg asistida por un actuador de gas.
- Capó de protección ABS (salvo con opción trendelemburg antitrendelemburg)
- 2 ruedas suplementarias 200 mm sin freno (6 ruedas en total)
- Cesta porta-ropa termoconformada.
- Soporte de botella de oxígeno cromado
- Repisa porta-monitor (adaptación en lugar de la barra de impulso del lado de los pies y sustituyéndola)

Garantía: 1 año.



Carro de lavado MEDICATLANTIC

Características técnicas:

- Estructura en acero epoxy anticorrosión.
- Dimensiones bañera espuma protegida por PVC soldado: L. 1780 x An. 600 x Alt. 200 mm. Espesor 20 mm.
- Altura variable hidráulica de 520 a 880 mm.
- 4 ruedas diámetro 100 mm. con freno.
- Cesta porta-ropa termoconformada.
- Barandillas abatibles epoxy
- Capó de protección de la base en ABS.
- Desagüe de evacuación obturable con manguera de evacuación con clip de sujeción en la parte inferior del plano.

Opciones:

- Freno centralizado a las cuatro ruedas diámetro 125 mm.
- Par de barandillas cromadas.

Garantía: 1 año.