



Jewett sin crestas ilíacas.



Jewett con crestas ilíacas.



Jewett banda pélvica.



Jewett basculante pubis.

**REFERENCIAS:**

|           |  |
|-----------|--|
| 101106054 | Jewett sin crestas ilíacas. Icolén. Pequeño. |
| 101106056 | Jewett sin crestas ilíacas. Icolén. Grande.  |
| 101106004 | Jewett con crestas ilíacas. Icolén. Pequeño. |
| 101106006 | Jewett con crestas ilíacas. Icolén. Grande.  |
| 101106011 | Jewett banda pélvica. Pequeño.               |
| 101106012 | Jewett banda pélvica. Mediano.               |
| 101106013 | Jewett banda pélvica. Grande.                |
| 101106021 | Jewett basculante pubis. Pequeño.            |
| 101106022 | Jewett basculante pubis. Mediano.            |
| 101106023 | Jewett basculante pubis. Grande.             |

**Jewett banda pélvica acolchado**

Ortesis postural de tres puntos de apoyo, uno posterior y dos anteriores que mantiene la columna en hiperextensión.

El marco de aluminio es conformable y las ranuras y los orificios roscados de que dispone permiten variar su dimensiones.

El respaldo puede colocarse en posición horizontal o vertical.

El apoyo esternal es basculante.

Uno de los modelos tiene, además, pubis basculante.

En el modelo de banda pélvica, ésta puede colocarse en 4 posiciones respecto a la columna y con 5 posibles inclinaciones.