



Grúa DOMUS

Grúa indicada para su uso en domicilios, especialmente aquellos cuyas características arquitectónicas impiden el uso de una grúa portátil (aseos pequeños, pasillos y puertas estrechas, etc.).

Sus dimensiones y sistema de articulación del brazo permiten usarla para transferencias del usuario desde la silla de ruedas a la cama, la bañera, el sofá, etc.

Mediante la utilización de varios soportes y debido a la sencillez de colocación de la grúa y su sistema de plegado y reducido peso, pueden cubrirse todas las necesidades de transferencia en una vivienda, e incluso de una segunda vivienda (chalet, apartamento, etc.).

Puede girar más de 180 grados dependiendo del lugar en el que se coloque el soporte.

Recubrimiento en nylon.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Grúa DOMUS	Ref.: 102102020
Peso máximo usuario:	130 kg.
Recorrido:	57.5 cm.

ACCESORIOS:

Soporte pared – suelo 8 cm.	Ref: 102195003
-----------------------------	----------------

La grúa DOMUS cumple la Directiva Europea 93/42/CEE. Así mismo cumple la norma EN ISO 10535.

El equipo eléctrico cumple las normas IEC 60601-1 e IEC60601-1-2