

## DIMENSIONES

K	168 cm
L	42 cm
O	110 cm
N	65 cm
P	84 cm

Alguna de estas dimensiones puede variar ligeramente

## CARACTERÍSTICAS

- Peso Elevación Max. 150Kg.
- Motor Actuador LINAK de 10.000N a 24V. Dispone de sistema de bajada de emergencia mecánico. Solo de empuje, evita posibles atrapamientos del paciente.
- Caja de Control con pulsador de parada de emergencia integrado y cargador integrado con entrada 230V 50Hz/14VA y salida 24V 220mA/5.3VA. Pantalla LCD de indicación de nivel de carga de las baterías. Bajada de emergencia electrónica. Avisador acústico de necesidad de recarga de baterías.
- Batería desmontable y recargable externamente\*.
- Botonera con pulsadores del tipo "mantener pulsado para funcionar".
- El equipo eléctrico cumple las normas EN-60601-1 y EN-60601-1-2
- Grúa Homologada según UNE-EN ISO 10535 y con marcado CE.
- Gran estabilidad y facilidad de manejo.
- Amplio rango de elevación que permite recoger usuario del suelo hasta la altura de las camas hospitalarias.
- Percha Acolchada y con sistema anti-salida.
- Dispone de ruedas giratorias con rodamientos de bolas. Las traseras disponen de freno rotación-giro.
- Desmontable en dos piezas y fácilmente transportable.
- Asidero más confortable.
- Apertura de patas mediante pedal.
- Estructura fabricada en tubo de acero con recubrimiento de epoxi horneado.

\*Nota: Necesita Cargador externo – accesorio adicional.



Batería desmontable



PESO GRÚA	36,3 Kg
PESO MÁXIMO USUARIO	150 Kg

102102025 Grúa BASICA Plus E-150