



MESA EVIDENCE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
<ul style="list-style-type: none"> • 2 bandejas independientes. • Dimension: bandeja grande 640 x 460 mm. / bandeja pequeña 460 x 290 mm. • Amplitud de ajuste de la altura: de 760 mm. a 1150 mm. (Altura variable asistida, ajuste con solo una mano). • Color de la bandeja: Hoya Clara. • Ruedas de 50mm sin freno. • Carga máxima: 15 Kg.

VERSIONES:
Ref: 14T3800. Mesa EVIDENCE.



SILLA SIN APOYABRAZOS

Ref: 14G2100. Modelo D332, apilable, a juego con habitación Carmen

MESA CONFORLENCE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
<ul style="list-style-type: none"> • Estructura de acero. • Columna de aluminio de altura variable con actuador de gas, amplitud de 76 a 114 cm. • Base de epoxy RAL 9002 en forma de C, con protección de PVC termoformada, de gran estabilidad. • 1 bandeja ó 2 bandejas (una fija y la otra inclinable). • Guía para lectura. • Borde a la derecha (2 bandejas) para evitar la caída de efectos personales. • Dimension 1 bandeja: 910x430 mm. • Dimension 2 bandejas: bandeja pequeña 300x430 mm. Bandeja grande 610x430 mm. • Color de la bandeja: Hoya clara. • Ruedas de 50 mm, sin freno. • Carga máxima: 15 Kg.

VERSIONES:
Ref: 14T130-00. Mesa CONFORLENCE una bandeja.
Ref: 14T9000. Mesa CONFORLENCE dos bandejas.



Mesa Conforlence 1 bandeja



Mesa Conforlence 2 bandejas



SILLA CON APOYABRAZOS

Ref: 14F2400. Modelo D331, apilable, a juego con habitación Carmen